

# Karta techniczna produktu

## 1. Informacje ogólne:

**Nazwa produktu:** Kolumna filtracyjna - przelewowa

**Przeznaczenie:** Przelewowy filtr destylatu, stosowany do korekty zapachu destylatów olejków eterycznych.

**Dane techniczne:**

**Typ:** Kolumna filtracyjna 500/50,8 z zaworem 1/4

**Model:** KF 500/50,8

**Materiał:** Stal nierdzewna 0H18N9/1.4301  
(odporna na wysokie temperatury, korozję).  
Zawór nierdzewny 1/4 z odpływem 9mm

**Wysokość** 500mm


**Średnica rury:** 50,8mm

**Średnica przyłączy:** 10/9mm

**Pojemność:** 0,8l


## 2. Charakterystyka:

- Wykonana z materiałów odpornych na korozję – stal nierdzewna
- Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie i zapobiegająca gromadzeniu się bakterii.
- Możliwość wymiany wkładu węglowego, siatkowego lub innych materiałów filtracyjnych.



## 3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr w odpowiednim miejscu instalacji procesowej, zgodnie z kierunkiem przepływu od dołu do góry
- Upewnij się, że złącza są szczelne i dokręcone.
- Sprawdź, czy wkład filtracyjny jest prawidłowo zasypany – tak aby nie zakrywał górnego przelewu
- Powoli wprowadź medium do filtra, kontrolując poziom destylatu.
- Przechowuj w suchym miejscu.



Przykładowy schemat procesu filtracji rys.2

**4. Producent:** F.P.H.U ART-WIN Klimkówka ul. Kasztanowa 5 38-480 Klimkówka Tel. 785 241 564  
e-mail: [slartwin@yohoo.com](mailto:slartwin@yohoo.com) [WWW.ART-WIN.PL](http://WWW.ART-WIN.PL)